



Nachverfolgung von fast jeder Probe im Labor

B-7425/B-7425J Laboretikett

Das B-7425/B-7425J Laboretikett eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung von Laborproben. Es wurde speziell für Laborumgebungen entwickelt, damit es bei der Probengewinnung und -behandlung stets gut lesbar bleibt und zuverlässig haftet. Es ist auch hervorragend für mikrobiologische und kryogenische Anwendungen geeignet.

Vielseitig einsetzbares Etikett für die Laborkennzeichnung

- Bleibt bei Kontakt mit Flüssigstickstoff sowie in Gefrierschränken, Heißwasserbädern und Autoklaven zuverlässig haften
- Bleibt gut lesbar, auch wenn es Laborchemikalien ausgesetzt wird, wie DMSO, Xylen, IPA und Ethanol
- Ideal geeignet für die Kennzeichnung von Ampullen, Röhrchen, Objektträgern, Mikrotiterplatten und anderen Probenbehältern aus Glas, Edelstahl oder Polypropylen
- Kann direkt im Labor mit den tragbaren Brady-Druckern und mit verschiedenen Tischdruckern bedruckt werden
- Speziell entwickelt – Das für den Tintenstrahldruck vorgesehene B-7425J Etikettenmaterial eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Laborgeräten in Vollfarbe, wie Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Teströhrchen.



Drucken direkt vor Ort

Das B-7425/B-7425J Laboretikett kann gemäß Ihren Spezifikationen von Brady bedruckt werden. Das Etikett kann auch direkt in jedem Labor gedruckt werden. Dazu eignen sich unsere Druckermodelle M510, M511, M610, M611, M710, BBP12, BradyPrinter i3300, BradyPrinter i5300, der i7100 und der i7500 Industrie-Etikettendrucker. Für ein optimales Druckergebnis werden die Farbbänder R6400, R4300 und R6200 empfohlen.


Das für den Tintenstrahldruck vorgesehene Etikettenmaterial eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Laborgeräten in Vollfarbe, wie Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Teströhrchen. Geeignete BradyJet Drucker sind die Modelle J4000 und J7300. Zum Bedrucken dieses Materials werden Tintenpatronen benötigt. Bitte wählen Sie die richtige Patrone für Ihr Druckermodell.





Etiketten für Fläschchen/Röhrchen

Die Etiketten für Fläschchen und Probengefäße von Brady sind beständig gegen extreme Laborlösungsmittel wie Xylen, Äthanol, Alkohol und DMSO und stellen so sicher, dass die Kennzeichnung von Gewebeproben immer lesbar ist und nicht verschmieren, verblassen oder abfallen kann.



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0,5 mLt | | | | | | | | | |
| ▲ | J-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 1000 | – | J7300 |
| ● | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ● | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J-59-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-59-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 1,5 mLt | | | | | | | | | |
| ● | J-88-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | 1000 | – | J7300 |
| ● | THT-88-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ● | THT-88-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 2,0 mLt | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | J-179-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-179-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-179-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J-256-7425J | B-7425J | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| 4,0 mLt | | | | | | | | | |
| ● | J-37-7425J | B-7425J | F N A H | 12,70 | 38,10 | – | 1000 | – | J7300 |
| ● | THT-37-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J-235-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | 250 | R4300 | M511, BMP51 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | M6-121-7425 | B-7425 | F N A H | 48,26 | 38,10 | – | 100 | R4300R6400 | M610, M611 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| 8,0 mLt | | | | | | | | | |
| ▲ | J-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-137-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 15,0 mLt | | | | | | | | | |
| ▲ | J-18-7425J | B-7425J | F N A H | 76,20 | 25,40 | – | 1000 | – | J7300 |
| 50,0 mLt | | | | | | | | | |


>>

Die Etiketten werden nach Größe der Röhrchen bzw. Ampullen angegeben und in der Reihenfolge der Etikettenbreite aufgelistet.

F Gefrierschrank **N** Flüssigstickstoff **A** Autoklav **H** Heißwasserbad (100°C)



Etiketten für Fläschchen/Röhrchen (fortlaufend)




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Etiketten pro Rolle | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ⊙ | M21-375-7425 | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M21-500-7425 | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M21-750-7425 | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M4C-1000-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | – | 7,62 | 1 | R4300 | M410, M510, M511 |
| ∞ | JC-1125-7425J | B-7425J | F N A H | 28,58 | – | 45,72 | 1 | – | J7300 |
| ⊙ | M5C-1500-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | – | 7,62 | 1 | R4300 | M510, M511 |
| ∞ | JC-2250-7425J | B-7425J | F N A H | 57,15 | – | 45,72 | 1 | – | J7300 |

**Die Version mit Endlosetikettenmaterial kann vom Drucker zugeschnitten werden, sodass sie auf Fläschchen aller Größen passt.



Etiketten für Probenbehälterverschlüsse

Sparen Sie Zeit, indem Sie kombinierte Etiketten für Ampullen und Ampullenverschlüsse verwenden und alle Daten auf einmal drucken.



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Durchmesser C (mm) | Etiketten pro Rolle | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 0,5 mL | | | | | | | | | |
| ❖ | B33-249-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ⊕ | J-249-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 1000 | – | J7300 |
| ❖ | M5-118-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 250 | R4300 | M511, BMP51 |
| ❖ | M6-98-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 500 | R4300R6400 | M610, M611 |
| ❖ | THT-249-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ❖ | B33-251-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ⊕ | J-251-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 1000 | – | J7300 |
| ❖ | THT-251-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 2000 | R6400 | BBP12 |


Die Etiketten werden nach Größe der Röhrchen bzw. Ampullen angegeben und in der Reihenfolge der Etikettenbreite aufgelistet.

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| F Gefrierschrank | N Flüssigstickstoff | A Autoklav | H Heißwasserbad (100°C) |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|



Etiketten für Zentrifugen, Eppendorfgefäße und PCR-Röhrchen

Brady bietet eine große Auswahl von Etiketten für Zentrifugen- und PCR-Röhrchen an.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Durchmesser C (mm) | Etiketten pro Rolle | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0,5 mLt | | | | | | | | | | |
| ● | B33-152-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | B30-R4300 | i3300 |
| ⊗ | M5-118-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 250 | R4300 | M511, BMP51 |
| ⊗ | M6-98-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 500 | R4300, R6400 | M610, M611 |
| ● | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ● | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | B33-59-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | B30-R4300 | i3300 |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 4,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 250 | R4300 | M511, BMP51 |
| ▲ | M6-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 250 | R4300, R6400 | M610, M611 |
| ▲ | M6-121-7425 | B-7425 | F N A H | 48,26 | 38,10 | – | – | 100 | R4300, R6400 | M610, M611 |
| 50,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-7425* | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M21-500-7425* | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M4C-1000-7425* | B-7425 | F N A H | 25,40 | – | 7,62 | – | 1 | R4300 | M410, M510, M511 |
| ∞ | JC-1125-7425J* | B-7425J | F N A H | 28,58 | – | 45,72 | – | 1 | | J7300 |
| ⊙ | M5C-1500-7425* | B-7425 | F N A H | 38,10 | – | 7,62 | – | 1 | R4300 | M510, M511 |
| ∞ | JC-2250-7425J* | B-7425J | F N A H | 57,15 | – | 45,72 | – | 1 | | J7300 |

**Die Version mit Endlosetikettenmaterial kann vom Drucker zugeschnitten werden, sodass sie auf Fläschchen aller Größen passt.



Etiketten für Kryo-Röhrchen und -Ampullen

Brady bietet verschiedene Etiketten an, die speziell für die Kennzeichnung von Laborproben entwickelt wurden, die für die Kryolagerung vorgesehen sind.



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Durchmesser C (mm) | Etiketten pro Rolle | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0,5 mLt | | | | | | | | | | |
| ⊗ | B33-249-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ⊕ | J-249-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | J-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ⊗ | M5-118-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 250 | R4300 | M511, BMP51 |
| ⊗ | M6-98-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 500 | R4300R6400 | M610, M611 |
| ⊗ | THT-249-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ● | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ● | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ⊗ | B33-251-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ⊕ | J-251-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 1000 | – | J7300 |


>>

Die Etiketten werden nach Größe der Röhrchen bzw. Ampullen angegeben und in der Reihenfolge der Etikettenbreite aufgelistet.

F Gefrierschrank **N** Flüssigstickstoff **A** Autoklav **H** Heißwasserbad (100°C)



Etiketten für Kryo-Röhrchen und -Ampullen (fortlaufend)



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Durchmesser C (mm) | Etiketten pro Rolle | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ▲ | J-59-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ◆ | THT-251-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | THT-59-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 1,5 mLt | | | | | | | | | | |
| ● | J-88-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ● | THT-88-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ● | THT-88-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 2,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | J-179-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-179-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-179-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J-256-7425J | B-7425J | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| 4,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ● | J-37-7425J | B-7425J | F N A H | 12,70 | 38,10 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ● | THT-37-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | J-136-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J-235-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 250 | R4300 | M511, BMP51 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | J-258-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 44,45 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | M6-121-7425 | B-7425 | F N A H | 48,26 | 38,10 | – | – | 100 | R4300R6400 | M610, M611 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| 8,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ▲ | J-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-137-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 15,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ▲ | J-18-7425J | B-7425J | F N A H | 76,20 | 25,40 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| 50,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-7425* | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M21-500-7425* | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M21-750-7425* | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M4C-1000-7425* | B-7425 | F N A H | 25,40 | – | 7,62 | – | 1 | R4300 | M410, M510, M511 |
| ∞ | JC-1125-7425J* | B-7425J | F N A H | 28,58 | – | 45,72 | – | 1 | – | J7300 |
| ⊙ | M5C-1500-7425* | B-7425 | F N A H | 38,10 | – | 7,62 | – | 1 | R4300 | M510, M511 |
| ∞ | JC-2250-7425J* | B-7425J | F N A H | 57,15 | – | 45,72 | – | 1 | – | J7300 |

**Die Version mit Endlosetikettenmaterial kann vom Drucker zugeschnitten werden, sodass sie auf Fläschchen aller Größen passt.


Die Etiketten werden nach Größe der Röhrchen bzw. Ampullen angegeben und in der Reihenfolge der Etikettenbreite aufgelistet.

F Gefrierschrank **N** Flüssigstickstoff **A** Autoklav **H** Heißwasserbad (100°C)



Etiketten für konische und große Röhren

Brady bietet mehrere Etiketten für die Probenkennzeichnung an, die sich besonders gut für konische Gefäße eignen. Sie sind leicht zu handhaben, sehr flexibel und können einfach um gewölbte Probenbehälter gewickelt werden.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Durchmesser C (mm) | Etiketten pro Rolle | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0,5 mLt | | | | | | | | | | |
| ❖ | B33-249-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ▲ | J-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ❖ | THT-249-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ● | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ● | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ❖ | B33-251-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ▲ | B33-59-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | B30-R4300 | i3300 |
| ⊕ | J-251-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 1000 | – | J7300 |
| ❖ | THT-251-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | THT-59-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 1,5 mLt | | | | | | | | | | |
| ● | B33-88-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | B30-R4300 | i3300 |
| ● | THT-88-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ● | THT-88-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 2,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ▲ | B33-179-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ▲ | THT-179-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 4,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ▲ | B33-136-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ▲ | J-136-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | B33-151-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | – | 2000 | B30-R4300 | i3300 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i7500 |
| 8,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ▲ | B33-137-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 1500 | B30-R4300 | i3300 |
| ▲ | J-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 1000 | – | J7300 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 50,0 mLt | | | | | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-7425* | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M21-500-7425* | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M21-750-7425* | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| ⊙ | M4C-1000-7425* | B-7425 | F N A H | 25,40 | – | 7,62 | – | 1 | R4300 | M410, M510, M511 |
| ∞ | JC-1125-7425J* | B-7425J | F N A H | 28,58 | – | 45,72 | – | 1 | – | J7300 |
| ⊙ | M5C-1500-7425* | B-7425 | F N A H | 38,10 | – | 7,62 | – | 1 | R4300 | M510, M511 |
| ∞ | JC-2250-7425J* | B-7425J | F N A H | 57,15 | – | 45,72 | – | 1 | – | J7300 |

**Die Version mit Endlosetikettenmaterial kann vom Drucker zugeschnitten werden, sodass sie auf Fläschchen aller Größen passt.


Die Etiketten werden nach Größe der Röhren bzw. Ampullen angegeben und in der Reihenfolge der Etikettenbreite aufgelistet.

F Gefrierschrank **N** Flüssigstickstoff **A** Autoklav **H** Heißwasserbad (100°C)



Etiketten für Objektträger

Brady bietet Etiketten an, die speziell für die Kennzeichnung von Objektträgern entwickelt wurden und die beständig gegen die aggressiven Chemikalien sind, die beim Anfärben von Objektträgern verwendet werden.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ⊙ | M21-375-7425 | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ● | J-37-7425J | B-7425J | F N A H | 12,70 | 38,10 | – | – | J7300 | 1000 |
| ⊙ | M21-500-7425 | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ⊙ | M21-750-7425 | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ▲ | B33-257-7425 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | J-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | J-59-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | J7300 | 1000 |
| ● | J-88-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | J-179-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | B33-256-7425 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | J-256-7425J | B-7425J | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | J-136-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | B33-235-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | B30-R4300 | i3300 | 1250 |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | R4300 | M511, BMP51 | 250 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | J-258-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 44,45 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | J-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | THT-137-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |



Etiketten für Mikrotiterplatten

Brady bietet eine Lösung zur Kennzeichnung von Mikrotiterplatten, die eine lückenlose Nachverfolgung von Proben ermöglicht. Unsere Etiketten für Mikrotiterplatten sorgen für deutlich lesbare Text- und Barcode-Beschriftungen in den meisten Laborumgebungen.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ▲ | M6-2-7425 | B-7425 | F N A H | 6,35 | 50,80 | – | R4300R6400 | M610, M611 | 100 |
| ⊙ | M21-375-7425 | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ⊙ | M21-500-7425 | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ⊙ | M21-750-7425 | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ▲ | B33-257-7425 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ⊙ | M4C-1000-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | – | 7,62 | R4300 | M410, M510, M511 | 1 |
| ▲ | B33-256-7425 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ● | B33-37-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ● | THT-37-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | B33-136-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |
| ▲ | B33-235-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | B30-R4300 | i3300 | 1250 |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | R4300 | M511, BMP51 | 250 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ⊙ | M5C-1500-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | – | 7,62 | R4300 | M510, M511 | 1 |
| ▲ | B33-151-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | B30-R4300 | i3300 | 2000 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | B33-137-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |



Flaschen, konische Röhren, Petrischalen

Die Brady-Etiketten für Flaschen, konische Röhren und Petrischalen sind sehr flexibel und einfach zu handhaben. Deshalb bleiben die Etiketten auch auf gewölbten Gefäßen zuverlässig haften und stets gut lesbar, selbst wenn sie eingefroren oder Flüssigstickstoff bzw. großer Hitze ausgesetzt werden.




| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Spezielle Eigenschaften | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Etikettenlänge B (m) | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ⊙ | M4C-1000-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | – | 7,62 | R4300 | M410, M510, M511 | 1 |
| ▲ | B33-136-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | R4300 | M511, BMP51 | 250 |
| ⊙ | M5C-1500-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | – | 7,62 | R4300 | M510, M511 | 1 |
| ▲ | B33-151-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | B30-R4300 | i3300 | 2000 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | J-53-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 12,70 | – | – | J7300 | 1000 |
| ▲ | J40-260-7425J | B-7425J | F N A H | 55,12 | 85,09 | – | – | J4000 | 340 |
| ∞ | J40C-2250-7425J | B-7425J | F N A H | 57,15 | – | 30,48 | – | J4000 | 1 |
| ▲ | J-261-7425J | B-7425J | F N A H | 74,93 | 109,98 | – | – | J7300 | 300 |
| ▲ | J-262-7425J | B-7425J | F N A H | 104,90 | 154,94 | – | – | J7300 | 250 |
| ▲ | J40-262-7425J | B-7425J | F N A H | 104,90 | 154,94 | – | – | J4000 | 200 |



Etiketten mit Angabe zur Sterilisation

Mit den Etiketten mit Angabe zur Sterilisation können Anwender über einen Nachweis der erfolgten Sterilisation verfügen. Diese Etiketten eignen sich ideal für zahlreiche Anwendungen im Labor, wie zum Beispiel die Nachverfolgung von Laborproben, die Bestandsverwaltung, die allgemeine Rückverfolgung sowie die Kennzeichnung von Glasbehältern und Schalen.



| Diagramm | Bestellbezeichnung | Brady-Materialnr. | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenhöhe B (mm) | Empfohlenes Farbband | Kompatible Drucker | Etiketten pro Rolle |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ▲ | B33-235-7425-AC | B-7425 | 38,10 | 25,40 | B30-R4300 | i3300 | 1250 |
| ▲ | THT-235-7425-2-AC | B-7425 | 38,10 | 25,40 | R4300 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |
| ▲ | B33-137-7425-AC | B-7425 | 50,80 | 25,40 | B30-R4300 | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-137-7425-2-AC | B-7425 | 50,80 | 25,40 | R4300 | BBP12, i7100, i7500 | 2000 |

▶ Erhalten Sie die Produktspezifikationen

